



**PRODUCTOS
DESTACADOS**



**DENTAL ARROYO
SELECDENT**





En dental arroyo, nos avalan más de 45 años de experiencia, sabemos cuáles son las necesidades de nuestros clientes, y para ello hemos preparado esta selección de productos dentales (seleccion), que le pueden ser de gran ayuda en su trabajo.

Somos asesores especialistas en productos odontológicos, nuestra labor es darles un trato personalizado, y escuchar sus opiniones, que es lo que nos hace mejorar, aprendiendo día a día para llevar a su clínica el producto que necesita en cada momento.

Adelaido Arroyo Lanchas



Ofertas válidas hasta el
31 de diciembre, salvo
cambios imprevistos del
fabricante

Otros productos
consultar

Whatsapp 676 17 04 78



TURBINA LUZ LED AUTOGENERADA



Genera más luz que el equipo



Spray triple



Conexión directa a la manguera

OFERTA 197 €

+



Aceite lubricante

+



Boquilla lubricar rotor

+



Llave para cambiar rotor

+



Aguja desatascar


Garantía 2 años
Rotor 6 meses



OFERTA PROFILAXIS



Mandril protegido para no dañar



Parte activa sin metal (no daña el esmalte)

No mancha los composites



10 cintas profilaxis perforadas



24 Fieltros 2 tamaños + mandril

40 piezas + mandril

3 de cada



Contra ángulo con irrigación Y pasta Diamond excel

GRATIS





OFERTA 213 €






PUNTAS ULTRASONIDO

Tipo Ems y Satelec



Sat 1 profilaxis
Ems 1 profilaxis

Sat 5 perio
Ems 5 perio



1 a 37 €

3 a 32 € /una

5 a 23 € / una

MATRICES TORM

Anatómicas

• *No deja escalones, como las matrices rectas*



Fácil colocación



Punto de contacto óptimo



Ideal extremos libres



Distal



Mesial

Cómodo, económico, fácil, ahorro de tiempo



Oferta kit 54 €


REF	REPOSICIONES	PVP €
1003	1 CLIP	11
1311	12 MATRICES PEQ.	16
1312	12 MATRICES MED.	16
1313	12 MATRICES GRD.	16

**48 unidades surtidas
(de 12 en 12)
56 €**





PREVDENT DESENSIDENT

Desensibilizante y remineralización



KIT
28€



Cavidades



Tallados



Kit inicio paciente

- nanohidroxiapatita suero dental (30ml)
- 4 esponjitas de 1 ml de nanohidroxiapatita

PREVDENT ESPONJITAS HIDROXIAPATITA

Es la versión más pura de hidroxiapatita
permite remineralizar el esmalte dental
a nivel nanoscópico




Aplicar una cada dos días



10 Unidades **35 €**
(3,50 € esponja)

20 Unidades **64 €**
(3,2 € esponja)

50 Unidades **139 €**
(2,78€ esponja)



Hidroxiapatita:
esmalte 97%,
dentina 65%

POST-TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Prevdent pasta dental de nanohidroxiapatita



- ✓ **Combinación única de nano-hidroxiapatita y xilitol**
- ✓ **La bacteria responsable de causar caries, no puede digerir el xilitol y muere**
- ✓ **Dificulta la aparición de placa bacteriana**

10,70€

Este producto no existe ni en farmacias
ni en supermercados, debe
proporcionarlo la clínica

WHITENESS HP AUTOMIX

35 % peróxido de hidrógeno (uso clínico)



- **Evita la sensibilidad, producida por las lámparas de uso profesional.**
- Neutraliza la posible quemadura.
- Remineraliza, reduciendo sensibilidad
- **Remineraliza, reduciendo sensibilidad.**

Dos pases de 15 minutos, o tres pases de 8 minutos en una sola sesión, aclarando entre pases.

Kit 5 g de HP AUTOMIX

- 1 jeringa de whiteness hp automix con 5g
- 5 puntas automezcla
- 1 jeringa de top dam con 2g.
- 1 frasco de solución neutralize con 2g (neutralizador de peróxido)



No cambia de color, mejor control

Jeringa **2gr** a **43,96 €**

3 + 1 gratis

32 € paciente

Jeringa **5gr** a **77,78 €**

38€ paciente

3 + 1 gratis

28 € paciente



WHITENESS PERFECT

Peróxido de carbamida al 10 % y 16 % para
blanqueamiento en casa

Whiteness Perfect

¡En 2024 **no**
podría ser
diferente!

5X
GALARDONADO
MEJOR BLANQUEADOR
CASERO EN EEUU



Kit 5 jeringas (15gr)
2 planchas férulas
+ portaférulas
+ puntas

62 €

1 jeringa 12,20€

Jeringa de 3 gramos

Dura entre 12 y 15 días

Uso durante la noche
ph neutro evita descalcificaciones

~~PVP 422,67 €~~

OFERTA 337,04 €



Kit 50 jeringas
individuales de 3gr

Jeringa 6,74€

OCTUBRE ROSA WHITENESS PERFECT 16 %

Por cada unidad vendida del Whiteness Perfect Edición Rosa, el proveedor y el distribuidor donarán 12€ a la Asociación Española Contra el Cáncer



**Kit 5 jeringas (15gr)
2 planchas férulas
+ portaférulas
+ puntas**

62 €

1 jeringa 12,20€

OFERTA 3 + 1

+

3 gorros y 1 vinilo

1 jeringa 9,30 €



**Por la compra de la campaña
Whiteness Perfect Ed. Rosa,
recibe un vinilo para tu clínica
dental y tres gorros**

AQUAFLUOR

**Sellador desensibilizante
de uso profesional**

10 ml

1 a 59€

2 a 52,50€ uni



- ✓ **Evita incrustaciones de restos de café, vino, tabaco, ... los blanqueamientos duran más.**
 - ✓ No amarillea los dientes.
 - ✓ Pueden comer a los 15 minutos.
 - ✓ Efecto inmediato y duradero.
 - ✓ Se seca con aire.
- **Cuellos sensibles.**
 - **Prevención de caries en ortodoncia.**
 - Protección del muñón después de tallar y en cavidades.
 - Protección de caries en adultos y niños.



Cemento de resina definitivo universal **CRU SELECCION**



AHORA



1 jeringa con 7 gramos más 10 cánulas rectas
y 10 anguladas



**Sin acido – sin adhesivo – sin coronas
altas – sin problemas de humedad –
sin bisfenol (Bis GMA)**

4 productos en 1

**Cementa todos los materiales
Reconstruye muñones**

Repara cerámicas

Caries de cuello (evita que “salten”)

1 a 83€ - 2 a 79 € - 4 a 72 €



VITTRA UNIQUE

Composite camaleónico, para todos los colores



Diastema




Cierre





Blanqueamiento

Evita retirar el composite en caso de blanqueamiento posterior



En attaches, se mimetiza con la pieza



**No cambia el color
de las carillas
Fluorescencia natural**

La canforoquinona
amarillea el composite

No amarillea
al polimerizar

NO BIS GMA

Jeringa de 4 gr o 20 cápsulas **54,10 €**

2+1 GRATIS

**Kit universal
Vittra Unique**

+

Ambar Universal

~~112,32 €~~

Oferta 78,62 €





ADHESIVO AMBAR APS



6 ml

El único que no amarillea

Ideal con humedad, próxima a encía y dentina



No cambia el color de las carillas



Para todos los composites

Sale una gota, no echa de más



Adhesión más duradera

No afecta al color del bracket cerámico

390 gotas 55,11 €

+ 6 jerin. ácido fosforic. 37 % gratis





ADHESIVO AMBAR APS UNIVERSAL

Grabado ácido total y
**autograbante en esmalte
y dentina**

El único que no amarillea

Ideal con humedad,
próxima a encía y dentina

Para todos los composites



5 ml



**Sale una gota,
no echa de más**

Adhesión más
duradera



~~PVP 76,19 €~~
OFERTA 58,67 €



**No cambia el color
de las carillas**

**Kit universal
Vittra Unique
+
Ambar Universal**

~~112,32 €~~

Oferta 78,62 €




GLASS LINER

Ionómero fotopolimerizable



Jeringa de 2 ml. con puntas

Resistencia
(200 mpa.)



Ideal para obturación de cavidades irregulares y/o profundas, sin atacar



Caries profundas


- **Evita segundas visitas por dolor**
- Rápido: una capa de hasta **5 mm.** y lámpara
- **Base y relleno de cavidades,** debajo de composites, etc...
- Ahorra materiales, tiempo y costes, mejorando el resultado

1ud. a 35,70 €
2uds. a 32,70€/ud
4 a **30,50 €/ud**



LÁMPARA POLIMERIZACIÓN

Mayor superficie de polimerización
no contrae el composite
y evita microfisuras



Polimeriza:
en 1 seg, 2 mm
en 3 seg, 6 mm

Cabeza metálica más resistente,
no se rompe

Inalámbrica, ergonómica y ligera

156 €

**Con 100
fundas
de protección
gratis**

**i-led
MAX**






ESPECTROFOTÓMETRO COBRA



- Visión previa del resultado final del blanqueamiento con informe de dos páginas en 30" para el paciente
- Informe inmediato al protésico evitando repeticiones de trabajos y pérdida de tiempo a la clínica, paciente y protésico
- Mejor imagen de la clínica



ESPECTROFOTÓMETRO COBRA




Detecte fallas y fisuras jugando con los balances de luminosidad y contraste.

Detección de fluorosis encubiertas



ESPECTROFOTÓMETRO COBRA



Una completa cartografía del diente (color, sombra y translucidez), de forma fiable en 40", sin que interfiera la luz natural o del entorno. Los escáneres intraorales no son capaces de reproducir con exactitud el color del diente al afectarles la luz del ambiente.

Con esta información el protésico podrá maquillar mejor los colores



ESPECTROFOTÓMETRO COBRA




Via 3D Master

**Fotografía
polarizada**




Via 3D Master

**Color
general**




Via 3D Master

**Mapeo en
3 zonas**



Via 3D Master

**Mapeo en
9 zonas**



Via 3D Master

**Mapeo
detallado**



Via 3D Master

Translucidez



SEPTO CONTACT FORMADOR DE PUNTOS CONTACTO



Juego con 2 instrumentos Rf. 10363T



**Ahorra
segundas
visitas**



2 tamaños

Empaquetamientos

Crea el punto de contacto en caries proximales




**Fotopolimerización
a través del
instrumento**

Presionar el punto de contacto por mesial
o distal y fotopolimerizar al tiempo

54 €



SEPTO COMPO SHAPE



Rf. 10364U

Puntas de silicona para modelar obturaciones
2 instrumentos recto y acodado + 8 puntas de
silicona (suáves/duras).



4 formas diferentes intercambiables


No se adhiere al composite
Ahorra tiempo
Esterilizables en autoclave



54 €



SEPTO MATRIX



Rf. 10356M

2 instrumentos + 10 matrices surtidas(2 de cada una)




54 €

No se adhiere al composite
Flexible, adaptable y anatómica
Fotopolimeriza a través de la matriz
Ahorra pulido y tiempo




SILVERPLUG (Previene la periimplantitis)



- SilverPlug, polímero con Zeolite de plata, bactericida natural.
- No caduca y dura para siempre
- Cono elástico, cortable que se adapta a la chimenea, fácil de poner y quitar

Método de trabajo




Medida



Recorte



Inserción



Oclusión del compuesto

<https://youtu.be/8VJnrawxzUg>

<https://silveraid.it/portfolio-item/silver-plug/>

20 Unidades **160 €**
(8 € unidad)

Utilizable en
varios casos



Hendidura lateral que
facilita la inserción



Longitud 15mm
Diámetros 2 y 3,2 mm



GEL GELCIDE ESSENTIALS


**Antiséptico, adhesivo (12-15 días), sin efectos secundarios.
Cicatrizante, antiinflamatorio, analgésico,
desensibilizante dentinario**

SIN alergias - SIN tinciones - SIN candidiasis ni diarreas


**Mata incluso anaeróbicos por asfixia.
No depende del mal uso del paciente**



Rellena y sella en 1'



Acción continua
sólo en la zona




Reduce 90% de la bolsa
en 1 aplicación



Extracciones



Alveolitis



Suturas



Sellado de
implantes

No irrita, no duele y no deja residuos
Ideal embarazadas

Más info.: https://arroyoseleccion.com/informacion_producto

Gelcide Gel 79 €


Gelcide Barniz 49 €



Rf- ITD021IA



XENOMÁTRIX GENERAL MATRIZ PARA REGENERACION DE TEJIDOS BLANDOS



REF: 0015 15X30X4 mm

132 € 1 UNI

TENDÓN DE AQUILES ORIGEN EQUINO

ACELERA LA CICATRIZACIÓN
(NO ES PROTECCIÓN DEL INJERTO)

DISMINUYE INFECCIONES

MEJOR RESULTADO ESTÉTICO



RECESIÓN
GINGIVAL



PULIR LA RAÍZ
EXPUESTA



IMPRESINDIBLE LOGRAR EL
POSICIONAMIENTO PASIVO



POSICIONAR LA MATRIZ
Y SUTURAR CON
PUNTOS
REABSORBIBLES



SUTURAS
INTERRUMPIDAS Y EN
CABESTRILLO, LIBRES DE
TENSIÓN



A LOS 4 MESES CON
COBERTURA RADICULAR
Y **GROSOR**
ADECUADO

EVITA 2ª CIRUGIA E INJERTOS DE PALATINO



10

XENOMÁTRIX ALVEOLAR

MATRIZ PARA REGENERACION DE TEJIDOS BLANDOS


REF: 0016A 20X10X4 mm REF: 0016B DIAM. 14X4mm

2 UNI


132 €




XENOMATRIX



2 PARCHES A y B




ALVEOLO POST-EXTRACCION




SEPARE EL PERIOSTIO ALREDEDOR DEL ALVEOLO



PONER LOS GRÁNULOS



ZONA CORTA DEL PARCHE "A" DEBAJO DE LA SOLAPA PARCH "B" SOBRE INJERTO



LA OTRA PARTE DEL PARCH "A" DEBAJO DE LA SOLAPA CUBRIENDO EL PARCH "B"



PUNTOS EN CRUZ



ALVEOLO POST-EXTRACCION



HACER "BOLSILLO" EN AMBAS CARAS



IMPLANTE INMEDIATO CON INJERTO ÓSEO Y PARCH



EXPUESTA SIN COLGAJO



A LOS 7 DIAS CON TEJIDO



3 MESES



PILAR DEFINITIVO



CORONA DEFINITIVA



10

MEMBRANA DE PERICARDIO EQUINO

REF: 0040 15X20X0,2 mm 2 UNI **201 €**




RECUBRIMIENTO DE INJERTO
ÓSEO DE LARGA DURACIÓN
3-4 MESES CON PROTECCIÓN
EPITELIAL

RESISTENTE Y ELÁSTICA

EFFECTO BARRERA DURADERO


FÁCIL MANEJO Y SUTURABLE



ELEVACIÓN DE SENOS
MÁS TIEMPO DE
PROTECCIÓN



FIJACIÓN CON
TORNILLO DE
OSTEOSÍNTESIS



ESPACIO CORTICAL
RELLENO DE
GRÁNULOS




CUBRIR EL INJERTO
CON LA MEMBRANA
DE PERICARDIO




APERTURA 5 MESES
DESPUÉS



CAVIDAD SIN PARED
VESTIBULAR



RELLENAR DEFECTO
CON GRÁNULOS



CUBRIR CON
MEMBRANA DE
PERICARDIO



CICATRIZACIÓN A LOS
7 MESES CON
VOLUMEN PAPILAR